

点検・修理報告書

管理 No. 20190403

発行日: 2019年 4 月 5 日

機種/型式	ウォッシャーディスインフェクター WD-150		
作業年月日	2019 年 4 月 5 日		作業時間: Hr
顧客名	塩見歯科医院 様	TEL:	
所在地	兵庫県姫路市南新在家10-5	ご担当 様	
販売店		ご担当 様	
納入年月日	2015 年 3 月 16 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 14080131	運転回数:
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
ドアが全開になる		
原因		
ドアワイヤー切れ		
処置、作業内容		
ドアワイヤー交換 (左右)		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	ドアワイヤー		一式		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

塩見歯科医院
 〒670-0093 姫路市南新在家10-5
 TEL (079) 293-5151
 塩見周平

ご署名

印

修理業者

株式会社IHアグリテック
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL: 086-944-6528
 FAX: 086-942-9030

責任技術者

作業者



安田