


ウォッシャーディスインフェクター WD-150 設置報告書



株式会社IHIシバウラ
環境事業部 環境サービスGL

〒704-8122 岡山県岡山市東区西光寺新地 2-3-26

TEL086-944-6528
FAX086-942-9030



お客様	名称 うらさき歯科 様	製造番号 14060073	ご確認 金藤真斗
	住所 広島県三原市明神2-11-10	納入日 平成26年7月10日	
	納入場所 広島県三原市明神2-11-10	納入検査・会社・実施者 IHIシバウラ安田 英治	

項目

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目
ド	✓	開閉動作確認	外装・設置	✓	本体の水平確認・基準傾き内
	✓	ドアパッキンキズ・汚れ点検		✓	アジャスタフットの緩み・設置状態
	✓	ドアロックユニット作動確認		✓	キズ・汚れ
	✓	ドア緊急時開放スイッチ機構確認		✓	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷
	✓	ドア開放スイッチON時の開放状態	制御	✓	運転プログラムの確認 Ver 1.0.3b
洗剤ポンプ	✓	洗剤レベルセンサ配線、配管取付	性能評価	✓	入力・出力確認
	✓	洗剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ		✓	インジケーターによる残渣判定(TOSI)
	✓	洗剤投入量の確認			
	✓	ローラーポンプの動作確認			
給排水	✓	外部給水ホースの取付状態、水漏れ	その他	✓	付属品の確認
	✓	外部排水ホースの取付状態、水漏れ		✓	運転説明
				✓	装置内運転時異音・振動
電	✓	電源スイッチの作動状態	運転検査結果		トシ
	✓	SDソケットの反応・汚れ	良好		
	✓	行程表示LEDの点灯			
	✓	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ			

