

点検・修理報告書

管理 No. 20190203
発行日: 2019 年 2 月 12 日

機種/型式	ウォッシャーディスインフェクター IC Washer		
作業年月日	2019 年 2 月 12 日		作業時間: Hr
顧客名	岡本歯科クリニック	様	TEL:
所在地	鳥取県鳥取市桂木800		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2016 年 4 月 25 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100113	運転回数: 879 回	運転回数リセット: ☐ 実施 ☒ 未実施
------	--------------	-------------	---

不具合状況、依頼内容、異常履歴

タッチパネルが真、暗になり
電源を直して復旧した。(1回発生)
その後は発生していない、

原因

処置、作業内容

タッチパネル電源確認 コネクター抜け ナシ
基板コネクター確認 問題ナシ

特記事項

総運転回数 1998回 様子見での使用を
お願いします。

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2019 年 2 月 12 日

ご署名 岡本 亮彦 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

責任技術者	作者
	小
	山