

C 作業報告書

登録 商標	ひで 歯科クリニック 様			ご 承 認 印	
住所	山口市中央4-1-1			松本	
TEL	083-962-2225	室			
機種名	ウォッシュ・デイスインスクター		メーカー	モリタ(MORI)株式会社	
型式	IC Washer (号機)		装置番	100214	
完	継 続	有 利	無 料	通関料	2858

IC Washer 移設・運転確認

原 因

処置

☐ 部品交換（右記部品一覧を参照して下さい）

☒ 各部増締め ☐ 分解・再セットアップ ☐ 各部清掃

☐ グリスアップ ☒ 動作確認 ☒ 設定・プログラムの確認

☐ 点検表に基づく点検整備（別紙点検表を参照して下さい）

☐ 性能検査立ち会い ☒ 試運転 ☒ 最終検査終了・異常なし

お客様への伝言

作業日 20 19 年 12 月 04⁰⁵ 日

保形 守態	1 待受 契約	2 仕組 準備	3 性能 試験	4 技術 点検	5 点検	9 封入 封入	(摘要✓)	
	サービス 形態	1 保証 期間	2 手 入れ	3 CM	医療 機器			物 資
作 業 区 分	CO 製品 販売	10 検査 検査	11 現 場点検	20 定期 点検	30 性能 試験	40 点検	50 ニ ール	60 検査 検査
	70 PR	72 販 取調	73 改造	74 部 品入 替	75 下 見	77 FC	80 ア フター	90 そ の他

受 付 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

コ	一	下	交換部品・機材名称	数量	単価	金額
---	---	---	-----------	----	----	----

[illegible]

1	基本・据付・点検・修繕・移設 (見附書No.)	35,000
2	技習料 H× 名× 円	
3	派遣料 修復 210km×1 名× 100 円 × 2 回	42,000
4	宿泊費 泊× 名× 円	
5	諸経費 高速料 ¥2,780 × 4 回	11,120
6		

サ ー ビ ス セ ン タ ー	北九州	実 施 者	久岡
TEL			

責任技術者	検定	入力	納品書

取扱業者 (請求先)

IHエアリテック

(支店名)

(ご担当者)

(注文No.)


医療機器の修理・点検（医療機器修理業許可取得）・販売
エムシーサービス株式会社
 〒367-0013 長野県千代田市小島3171-5
 TEL 026-273-6720 FAX 026-273-4074

札幌SC	札幌SC	つくばSC	那珂川SC	大宮SC	松戸SC	東上SC
大塚SC	千葉SC	千葉SC	柏市SC	柏市SC	鎌倉SC	鎌倉SC
山崎SC	先鋒SC	池田SC	名寄SC	岡山SC	岡山SC	岡山SC
藤田SC	北浦和SC	川口SC	松山SC	北沢SC	北沢SC	北沢SC
新井SC	厚労SC	北沢SC	北沢SC	北沢SC	北沢SC	北沢SC

洗浄・滅菌業務委託・医療機器等洗浄・滅菌テスト

滅菌センター
 〒366-0302 長野県上田市住吉280-B
 TEL 0268-27-2230 FAX 0268-27-2250

福祉用具レンタル・販売・住宅リフォーム

メディカルケア株式会社
 〒367-0013 長野県千代田市小島3172
 TEL 026-273-4115 FAX 026-273-4116

管理号 821272

左記作業をおこないましたので、ご
検収下さい。

なお、不明な点がございましたら、
上欄の管理№にてお問い合わせ下さい。

料 金 内 訳

部品代		500
-----	--	-----

⑭ B	
技術料等	88/20

15		
----	--	--

税別合計金額	88620
--------	-------

消費税	8862
-----	------

請求金額	97,482
------	--------

9 品 出 込.	
----------	--

株式会社IHIアグリテック
環境プロジェクト部 サービスグループ
〒704-8122
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6.
TEL 086-944-6528
FAX 086-942-9030

ウォッシャーディスタインフエクター IC Washer 設置報告書

名称	製造番号	IHIアグリテック用	
お客様	ひで齒科クリニック	100214	二 確 認 丸へ本
住所	山口市中央4丁目1-1	納入日 2019.12.4, 5	
		納入検査実施者 エムシーサービズ㈱ 北九州SC 久岡	

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目	
ドア	✓	開閉動作確認	外装・設置	✓	本体の水平確認 ドアLOCK位置確認	
	✓	ドアパッキンキズ・汚れ点検		✓	アジャスタフットの緩み・設置状態	
	✓	ドアロックユニット動作確認		✓	キズ・汚れ	
	✓	ドア緊急時開放スイッチ機構確認		✓	ドア閉鎖時装置設置位置がずれないこと	
	✓	ドア開放スイッチON時の開放状態	スペース	✓	装置設置スペースの確保 熱気排気障害物、近傍の熱発生体がないこと	
洗剤ポンプ	✓	洗剤レベルセンサー配線、配管取付	制御	✓	運転プログラムの確認(規定消毒温度・時間)終了後タッチパネル確認	
	✓	洗剤ホースのキズ・折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ		✓	タッチパネル表示確認・履歴の確認	
	✓	洗剤投入量の確認		✓	ラック仕様切換(パントヒースラック・標準ラック)	
	✓	ローラーポンプの動作確認		有・無	温水使用切換	
	✓	外部給水ホースの取付状態、水漏れ	評価機能	✓	インジケータによる残渣判定(TOSI)	
給排水	✓	排水ホースの取回し(背圧・ラック引出時影響・臭気トラップ)	その他	✓	周波数と設置ICWの一致	
	✓	お湯・水配管(供給状態に問題は無いが、水/湯逆配管NG)		✓	付属品の確認・銘板・マンテ銘板記入貼付	
	✓	給水・給湯流量(水・お湯の分岐・開業時流量 影響)		✓	運転・お手入れ方法の説明	
	✓	給湯温度(45～50℃)		✓	装置内運転時異音・振動	
	✓	タッチパネルの動作状態・キズ・汚れ				
電装系	✓	ディスプレイの色あせ・表示確認	運転検査結果	✓	良好	トシ
	✓	電源スイッチの動作状態		□	不良	
	✓	SDカードの挿入・取外性				
	✓	電源コードが排気口近傍に配置されていないこと (漏電・熱注意)				
	✓	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ				