

点検・修理報告書

管理 No. 19059

発行日: 2019年 12月 25日

IC Clave

作業年月日	2019年12月24日		作業時間:	8	Hr
顧客名	岡本歯科クリニック 様			TEL:	
所在地	鳥取県鳥取市桂木800			ご担当	様
販売店				ご担当	様
納入年月日	年	月	日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐	総合点検 ☐	年	回目	定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☒	点検のみ ☐	その他	☐	修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号:	100367	運転回数:	765回
------	-------	--------	-------	------

不具合状況、依頼内容、異常履歴

・エラー 1 1 蒸気発生器高温異常

・エラー 1 8 滅菌異常

上記エラーが発生し、運転できなくなった。

原因

・蒸気発生器用の安全弁からリークがありました。

・安全弁からのリークにより、蒸気発生器の水の量が減少し高温になったために、エラー 1 1 が発生しました。

・安全弁からのリークにより、缶内への蒸気の注入が減少し缶内の温度が低下し、エラー 1 8 が発生しました。

処置、作業内容

・蒸気発生器用の安全弁を新品交換いたしました。

特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	蒸気発生器用安全弁		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日
岡本歯科クリニック

〒689-1104 鳥取県鳥取市桂木800

TEL 0857-53-1189 FAX 0857-53-1189

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

