

点検・修理報告書

管理 No. 20200303
発行日: 2020 年 3 月 3 日

機種/型式	ウォッシャーディスインエクター IC Washer		
作業年月日	2020 年 3 月 3 日		作業時間: Hr
顧客名	にしだ歯科医院	様	TEL:
所在地	広島県廿日市市平良山手11-8		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2017 年 3 月 14 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

装置情報	製造番号: 100205	運転回数: 1447 回	運転回数リセット: ☐ 実施 ☐ 未実施
------	--------------	--------------	--

不具合状況、依頼内容、異常履歴

エラー16 槽内温度低下

原因

槽内温度センサーの汚れ
ヒーターの汚れ

処置、作業内容

温度センサー, ヒーターの清掃

特記事項

保守点検をお願いする。

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

〒738-0027 広島県廿日市市平良山手11-8
にしだ歯科クリニック

TEL (0829) 34-0151
FAX (0829) 34-0152

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

責任技術者	作業者
	小山