

器具除染用洗浄機 IC Washer点検報告書

モリタ用
作業専用
IHIAグリテック用

お客様	名称	崎戸みなといわもと歯科医院 様	製造番号	1000015	点検実施日	2019. 6. 28	ご承認印
	住所	長崎県西海市崎戸町蟻浦郷1809 0959-35-2323	運転回数	1333	点検実施者	エムシーサービス㈱ 北九州SC 久岡	
	納入場所		サービス形態		モリタ担当者	三留様	

ドア機能

- ☒ ドア開閉動作
- ☒ ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- ☒ ドアフックの掛かり・押付け強さ
- ☒ ドア締め付けスイッチの作動
- ☒ インターロックの作動
- ☒ テンションスプリングの取付け・伸び
- ☒ ドアパネルの取付け・キズ
- ☒ ドアヒンジの動作
- ☒ ドア手動開放レバーの作動
- ☒ ドア開放スイッチONの際の開放量

薬剤ポンプ(洗剤・仕上剤)

- ☒ 薬剤レベルセンサー配線、配管取付
- ☒ 薬剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ
- ☒ ポンプチューブの潰れ・漏れ
- ☒ ローラーポンプの作動
- ☒ 薬剤投入量
- ☒ 薬剤レベルセンサーの作動

乾燥ユニット

- ☒ 乾燥ファンの取付け
- ☒ 乾燥ファンの作動・異音
- ☒ 乾燥ヒータの取付け状態・配線の多 ;
- ☒ 乾燥ヒータの作動
- ☒ プレフィルタのつまり・汚れ
- ☒ HEPAフィルタのつまり・汚れ

配管系

- ☒ 外部給水・給湯配管の継手・ホースの損傷、漏れ
- ☒ 外部排水継手・ホースの損傷、漏れ
- ☒ 給水回路配管(ホース)の取付け・漏
- ☒ 排水回路配管(ホース)の取付け・漏
- ☒ 循環回路配管(ホース)の取付け・漏
- ☒ 乾燥回路配管(ホース)の取付け・漏
- ☒ 給水弁の作動・漏れ
- ☒ 給湯弁の作動・漏れ
- ☒ 水位圧カスイッチの取付け・漏れ
- ☒ 給水タンク・凝縮タンクの取付け・漏れ

ポンプ

- ☒ 循環ポンプの取り付け・漏れ
- ☒ 循環ポンプの作動・異音
- ☒ 防振ゴムの取り付け・劣化
- ☒ 排水ポンプの取り付け・漏れ
- ☒ 排水ポンプの作動・異音
- ☒ 凝縮排水ポンプの取り付け・漏れ
- ☒ 凝縮排水ポンプの作動・異音

洗浄槽

- ☒ キズ・凹み・溶接部の亀裂・割れ
- ☒ 槽内LEDの点灯
- ☒ 洗浄アームの回転
- ☒ 洗浄アームの変形・損傷・つまり清掃
- ☒ ラック接続ゴムブッシュのヘタリ・漏れ
- ☒ 排水口フィルタの汚れ・詰まり
- ☒ 加温ヒーターの汚れ・損傷・変形
- ☒ ヒーター過昇防止器の取付け・汚れ

電装系

- ☒ タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ☒ ディスプレイの色あせ・表示
- ☒ 電源スイッチの作動
- ☒ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- ☒ 各基板のコネクター緩み
- ☒ 端子の緩み・コネクターの接続
- ☒ メモリーカードへの書き込み確認
- ☒ 圧力センサーの取付け
- ☒ ヒーター配線の緩み・変色(加温・乾燥)

外装・設置

- ☒ 本体の水平確認・基準傾き内
- ☒ アジャスタフットの固定・ゴムシートの設定
- ☒ 外装の汚れ・損傷
- ☒ 制御パネルカバーの汚れ・損傷

消耗品の交換

- ☒ ドアパッキン
- ☒ プレフィルタ
- ☒ HEPAフィルタ
- ☒ 洗剤・仕上剤ポンプチューブ

性能評価

- ☒ インジケーターによる残渣判定(TOSI)

運転確認

合	・	否
---	---	---

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品	数量
ドアパッキン式, プレフィルタ, HEPAフィルタ	各1ヶ
洗剤ポンプチューブ, 乾燥回路継手x	各2ヶ
循環回路継手(上段ヒータ側) 凝縮回路継手	各1ヶ
ドアフック・スプリング・フーリー一式(左右)	1式
上段スクゴムブッシュ, 電源(AC)カバー	各1
循環ポンプ(ICW用)	1台

株式会社IHIAグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒804-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL:086-944-6528

FAX:086-942-9030

C 作業報告書

名称	崎戸井といわもと歯科 医院 様		ご承認印
住所	長崎県西海市崎戸町藤浦郷7809		
TEL	0959-35-2323	番	
機種名	シャワー・ディスインセクター	メーカー	モリタ (SHIAG) テック
型式	IC Washer (号機)	製番	100015
完了	機検	有料	無料
		運送回数	1333

ご依頼内容・現象

ドア開閉用ワヤ・スプリング式交換
および点検作業

(ご依頼者 様)

原因

処置

- ☒ 部品交換 (右記部品一覧を参照して下さい)
☒ 各部増締め ☒ 分解・再セットアップ ☒ 各部清掃
☒ クリスアップ ☒ 動作確認 ☒ 設定・プログラムの確認
☒ 点検表に基づく点検整備 (別紙点検表を参照して下さい)
☐ 性能検査立ち会い ☒ 試運転 ☒ 最終検査終了・異常なし

お客様への伝言

作業日 20 19 年 06 月 29 日

保守形態	1 保守契約	2 性能点検	3 性能点検	4 点検整備	5 点検	9 点検 (摘要)
サービス形態	1 保守原則	2 点検	3 CM	医療機器	3	区分
作業区分	03 製品販売	10 納入設置	11 羽地調整	20 定期点検	30 性能点検	40 点検
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC
						80 アフター

受付 月 日 時 分
 到着時間 月 日 時 分
 作業完了時間 月 日 時 分

コード 交換部品・機材名称 数量 単価 金額

ドア開閉式	1		
溶断ポンプ	2		
フィルター式 (FPL, HEPA)	1式		
触手式 (24V×2, 24V×1, 24V×1)	1式		
上段ラックゴムフック	1		
DC電源カバー	1		
プラグジャック、ホースバインド	1式		1,000
ドアワヤ・スプリング式	1式		
循環ポンプ (ICW用)	1台		

1	基本・据付・点検・性能点検	(見祝書No)	30,000
2	技術料 H× 名×	円	追加7点 (点検) 23,000
3	派遣料 作業410km 名×	円	(高速料他含む) 62,000
4	宿泊費 泊× 名×	円	
5	諸経費		
6			

北九州SC
TEL 090-4791-5218
実施者 久岡

取扱業者 (選択先)

(支店名)

(ご担当者)

(注文No.)

医療機器の修理・点検 (医療機器修理業許可取得)・販売

M エムシーサービス株式会社

 長崎県小島市小島3471-5
 TEL 026-273-0720 FAX 026-273-4074

洗浄・滅菌業務委託・医療機器等洗浄・滅菌テスト

M 滅菌センター

長崎県小島市小島3472

M CORE メディカルケア株式会社

 〒387-0013 長崎県小島市小島3472
 TEL 026-273-4115 FAX 026-273-4116

管理№ 816227

左記作業をおこないましたので、ご
 検取下さい。

なお、不明な点がございましたら、
 上欄の管理№にてお問い合わせ下さい。

料金内訳

⑬ A
 部品代

⑭ B
 技術料等 115,000

⑮
 消費税 9,280

⑯
 税別合計金額 115,000

⑰
 消費税 9,280

ご請求金額 ¥ 125,280

納品書№

C 実施者 → 営業