

<< 客先対応報告書 >>

【発生日】 2020 年 4 月 20 日 【対応日】 2020 年 4 月 20 日
 【連絡元】 ☐ モリタ(担当者:) ☐ ディーラー(担当者:)
☐ ユーザー ☐ その他()
 【所在地&ユーザー名】 宮崎 宮地歯科医院

案件No. 20045

電話受付: 尾関

電話・現地対応: 尾関

送り状番号:

【機種】
 IC Washer ・ IC Clave ・ WD-150 ・ BC-17
 (機番: 100370)

【症状・エラーコード】
 洗浄中に異音がある / 保守点検

【対応方法】
☐ 預かり修理(代替機No.)
☒ 現地対応
 対応内容: ☐ 部品交換()
☒ その他 (電話対応) ()

【運転情報】
 運転回数: () 回 ※前回メンテからの運転回数
 保守点検: ☐ 有 ☐ 無 ☐ 販売店確認
 修理方法: ☐ 有償 ☐ 無償 ☐ 販売店確認
 備考: ()
 ※ 消耗品の使用回数など

【給水方法】
 <ICW・WD>
☐ 水
☐ 水&温水
 <ICC・BC>
☐ 生成器
 (アイオニー・)
☐ 精製水購入

【設置場所】
☐ 作業台上 ☐ シンク下
☐ その他()

【ラック・バスケット種類】
 <ICW・WD>
☐ 標準ラック
☐ ハンドピースラック
 <止水プラグ使用>
☐ 有 ☐ 無
 <SUSフィルター洗浄>
☐ 有 ☐ 無

【現地対応者コメント・所感】
 ラックに付いているゴムダッシュの調整と
 中段スプレーアームの取り付け確認後に再スタート。
 その後、異音がほとんど無くなった。

【滅菌バッグ(ICC・BC対応時のみ)】
☐ 単回使用 ☐ 複数回使用

後日、保守点検実施予定

【ハンドピースの滅菌(ICC・BC対応時のみ)】
☐ 有 ☐ 無