

ウオッシャーディスインフェクター WD-150 設置報告書

シバウラ用



株式会社IHIシバウラ

環境事業部 環境安全情報GL

平704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170番地

TEL088-944-6528

FAX086-842-9030

お客様	名称	わかばデンタルクリニック	製造番号	14080145	二確認 梅原
	住所	東京都江戸川区山手東2丁目5	納入検査実施日	2015.05.09	
	納入場所		納入検査・食料・異物等エコーサービスタ（株）京都 渡辺 勝好		

項目

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目	
ドア	✓	開閉動作確認	外装・設置	✓	本体の水平確認・基準値内	
	✓	ドアパッキンキズ・汚れ点検		✓	アジャスタブットの緩み・設置状態	
	✓	ドアロックユニット動作確認		✓	キズ・汚れ	
	✓	ドア緊急時開放スイッチ機構確認		✓	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷	
	✓	ドア開放スイッチON時の開放状態		制御	✓	運転プログラムの確認
洗剤ポンプ	✓	洗剤レベルセンサ配線、配管取付	✓		入力・出力確認	
	✓	洗剤ホースの折れ・曲がり・絡ぎ手の漏れ	性能評価		✓	インジェクターによる残渣判定(TOSI)
	✓	洗剤投入量の確認				
	✓	ローラーポンプの動作確認				
給排水	✓	外部給水ホースの取付状態、水漏れ	その他	✓	付属品の確認	
	✓	外部排水ホースの取付状態、水漏れ		✓	運転説明	
				✓	装置内運転時異音・振動	
電装系	✓	電源スイッチの作動状態				
	✓	SDソケットの反応・汚れ				
	✓	行程表示LEDの点灯				
	✓	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ				

[illegible]