

《不具合対応報告書》

担当者: 小山

【発生日】 2019 年 1 月 31 日
 【対応日】 2019 年 1 月 31 日
 【連絡元】 ☒ モリタ (担当者: 京都 梅原)
☐ ユーザー
☐ その他 ()
 【ユーザー名 & 県名】

わかば デジタルクリニック 京都

赤黒処理していないので
 顧客管理システムには無...

BC-17

IC Washer【機番: 】

IC-Clave【機番: 14060101】

【症状】

【症状】

ドアが開かない

【対応方法】 ☐ 引取り修理 (代替機no.)

【対応方法】 ☐ 引取り修理 (代替機no.)

☐ 現地対応

☒ 現地対応

《対応内容》 ☐ 部品交換 ()
☐ その他 ()

《対応内容》 ☐ 部品交換 ()
☐ その他 ()

【給水方法】 ☐ 水

【給水方法】 ☒ アイオニー使用

☐ 水 & お湯

☐ 精製水購入

☐ その他 ()

【ラック種類】 ☐ 標準ラック

【滅菌バッグ】 ☐ ディスポ

☐ ハンドピース用ラック

☐ リユース

《メクラ栓の使用》 ☐ 有 ☐ 無

《SUSフィルターの洗浄》 ☐ 有 ☐ 無

【網の種類】 ☐ トレー棚

☒ 網バスケット

【備考】

【ハンドピースの滅菌】 ☐ 有 ☐ 無

【設置場所】

【備考】

ドアクランチ が回り過ぎて ドアが開かない。