

点検・修理報告書

管理 No. 20191015
発行日: 2019 年 9 月 2 日

機種/型式	ウォッシャーディスインフェクター WD-150		
作業年月日	2019 年 9 月 2 日		作業時間: Hr
顧客名	わかばデンタルクリニック	様	TEL:
所在地	京都府京田辺市		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2015 年 5 月 9 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

装置情報	製造番号: 14680145	運転回数: デモ機 回	運転回数リセット: ☐ 実施 ☐ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
槽内に水が残っている			
原因			
排水ホースに「バー」が流し込み 排水ホースがロックした			
処置、作業内容			
排水ホース交換			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
			1. 有償 2. 無償	部品代 合計	
				技術料	
				出張料	
				合計	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

京都府京田辺市山手中央3番2
医療法人久会 わかばデンタルクリニック

ご署名 安井 篤司

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

責任技術者	作業者
富田 19.9.02	小山