

シバウラ用



株式会社IHシバウラ

環境事業部 環境サービスGL

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170番6

TEL086-944-6528

FAX086-942-9030

## クラスB オートクレーブ BC-17設置報告書

|     |      |                 |         |                |     |  |
|-----|------|-----------------|---------|----------------|-----|--|
| お客様 | 名称   | 大阪歯科大学 様        | 製造番号    | 14030087       | ご確認 |  |
|     | 住所   | 大阪府中央区大手前1-5-17 | 納入検査実施日 | 2014年7月18日     |     |  |
|     | 納入場所 | 本館8F 総合診療室      | 納入検査実施者 | エムシーサービス(株) 黒田 |     |  |

| 項目                                                                                                                                                                          | 判定 | 検査項目                  | 項目    | 判定       | 検査項目               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------|-------|----------|--------------------|
| ドア                                                                                                                                                                          | ✓  | フック検出スイッチの取り付け状態・作動確認 | 電装系   | ✓        | タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ  |
|                                                                                                                                                                             | ✓  | フック検出ユニット作動確認         |       | ✓        | ディスプレイの色あせ・表示確認    |
|                                                                                                                                                                             | ✓  | ドアロックユニット作動確認         |       | ✓        | 電源スイッチの作動状態        |
|                                                                                                                                                                             | ✓  | 蓋板のキズ・汚れ              |       | ✓        | USBソケットの反応・汚れ      |
| 缶体                                                                                                                                                                          | ✓  | 割れ・キズ・腐食・汚れの有無        | 外装・設置 | ✓        | 行程表示LEDの点灯         |
|                                                                                                                                                                             | ✓  | 滅菌温度センサの汚れ            |       | ✓        | 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ |
|                                                                                                                                                                             | ✓  | 網カゴ、破損汚れ              |       | ✓        | 本体の水平確認・基準傾き内      |
|                                                                                                                                                                             | ✓  | 缶内ストレーナーの損傷・汚れ        |       | ✓        | アジャスタフットの緩み・設置状態   |
| 給水タンク                                                                                                                                                                       | ✓  | 給水タンクの損傷・漏れ           | 制御    | ✓        | キズ・汚れ              |
|                                                                                                                                                                             | ✓  | 下部給水弁の漏れ              |       | ✓        | 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷  |
|                                                                                                                                                                             | ✓  | 蓋・取っ手の損傷・割れ           | 性能評価  | ✓        | 運転プログラムの確認         |
|                                                                                                                                                                             | ✓  | フロートスイッチの作動状態・汚れ      |       | ✓        | 入力・出力確認            |
|                                                                                                                                                                             | ✓  | タンクの汚れ・漏れ             | その他   | ✓        | B&Dテスト実施           |
|                                                                                                                                                                             | ✓  | フロートスイッチの作動状態・汚れ      |       | ✓        | リークチェックテスト         |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">異常なし</div><br><div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">✓</div> |    |                       | ✓     | 付属品の確認   |                    |
|                                                                                                                                                                             |    |                       | ✓     | 運転説明     |                    |
|                                                                                                                                                                             |    |                       | ✓     | 装置内運転時異音 |                    |

備考