

圖-20-057A

2020年3月17日

新鋭工業株式会社
名古屋支店 御中

下記の通りお見積もりいたしますので
何卒ご用命くださいますようお願い申し上げます。

株式会社 IHIアグリテック
環境プロジェクト部 サービスグループ
岡山県岡山市東区西大寺新地170番6
TEL 086-944-6528
FAX 086-942-9030

件 名: OUV-Ⅱ 点検・修理

御見積金額	¥28,000
-------	---------

承認	審査	作成
		

御支払条件 : 貴社慣行払い
納入場所 : 貴社指定場所
見積有効期限 : 発行後3ヶ月

伝票No. : No.14-05220
 受付日 : 2020年3月5日
 貴社名 : 中辻医科器械株式 様
 顧客名 : 四日市市消防本部 様
 機種名 : OUV-Ⅱ / 011126号機 2015年10月製造

No	品名	摘要	個数	単位	単価	見積金額
1-1	タッチパネルASSY		1	枚	18,000	18,000
					①小計	18,000
2-1	部品交換工賃		0.2	H	9,000	1,800
2-2	内外部点検・調整・運転検査・清掃		1	H	9,000	9,000
					②小計	10,800
3-1	送料		1	式	1,500	1,500
3-2	作業準備費		0.5	H	9,000	4,500
3-3	作業報告書作成費		1	式	2,000	2,000
					③小計	8,000
					①②③計	36,800
4-1	値引き					▲ 1,800
同梱品: ハンドルアダプター(本体取付)						
定価				合計		35,000
仕切価格		×0.80				28,000

備考: 1. 本見積には消費税は含まれておりません。
2. 新たに部品の交換が発生した場合は別途お見積もりさせていただきます。

發 注 書

上記見積り内容にて発注いたします。 月 日

ご署名

印

F A X 連 絡 書

2020年 3月 27日

株式会社 IHIアグリテック 御中

御担当者 様

FAX:086-942-9030

新鋭工業株式会社名古屋支店

名古屋市昭和区石仏町2-1-40

グランカーサ御器所

TEL 052-859-1333

FAX 052-859-1334

担当:田村

拝啓 貴社ますますご清栄のことと御慶び申し上げます。日頃は大変お世話になっております。
さて、下記の件につきましてFAXにてご送付いたしますので、宜しくお願い致します。

敬具

件名 修理品の件

いつもお世話になっております。

早速ですが、下記内容で修理品の処理をお願い致します。

当社修理荷札番号	14-05220
製品名	OUV- II
製造番号	011126
御社見積番号	岡-20-057AB
御社受付番号	
ユーザー名	四日市市消防本部 様

修理開始

未修理返却

廃棄処分

3/27

修理開始

お願い致します。

をお願い致します。

元払 20年 4月 2日 福山通運

荷物領収原票

(052)859-1333

お 愛知県名古屋市昭和区

届 石仏町2-1-40

け

先 新鋭工業株式会社 名古屋支店

本田様

様

受領印

(086)944-6510

岡山県岡山市東区

西大寺新地170番6

㈱IHIアグリテック

11

お問い合わせ番号: 77-8337-9354

H3000-067

OUV-II 011126号機

点検・修理完了機

四日市市消防本部様

中辻医科器械㈱様

修理品管理札No.14-05220

サービスG 富田

20kg



a 7 7 8 3 3 7 9 3 5 4 0 1 a 発店 517 1個口

ここからはがしてください (ドライバーの方へ: この荷札は送り状兼用 (領収原票) です)

(052)859-1333

お 愛知県名古屋市昭和区

届 石仏町2-1-40

け

先 新鋭工業株式会社 名古屋支店

本田様

3-24

様

(086)944-6510

岡山県岡山市東区

西大寺新地170番6

㈱IHIアグリテック

11

お問い合わせ番号: 77-8337-9354

H3000-067

OUV-II 011126号機

点検・修理完了機

四日市市消防本部様

中辻医科器械㈱様

修理品管理札No.14-05220

サービスG 富田



a 7 7 8 3 3 7 9 3 5 4 0 1 a 発店517 No. 7935

1

1 個

荷 札 元払

20年 4月 2日 福山通運

点検、整備報告書

毎々格別のご高配を賜りお礼申し上げます。

装置の点検、整備結果につきまして下記にご報告いたします。

2020年4月2日

株式会社IHアグリテック

配布先	客先	1	納入先	新鋭工業株式会社 名古屋支店 様	機種	OUV-II
	環営メ	1	代理店名	中辻医科器械株式会社 様	機番	011126
	環品	1	顧客名	四日市市消防本部 様	製造年月日	平成27(2015)年10月
			修理者	富田	アワメータ	
	計	3	返送先	新鋭工業株式会社 名古屋支店 様	発送日	2020年4月2日

点検、処置内容

[1] 依頼内容・症状と点検結果・処置


(依頼内容・症状) (受取日2020年3月5日 修理品管理札No. 14-05220)

吸引の電源は入るが、オゾンの電源入らず。

[2] 点検結果・処置

- タッチパネルASSYの不具合(接触不良)でした。
タッチパネルASSYの交換を行いました。

交換したタッチパネル



[3] 運転検査

- 吸引モード運転・・・・・・正常
- くん蒸モード運転・・・・・・正常

その他

附属品； ハンドルアダプター (本体取付)

交換部品

承認	部品番号	部品名称	数量	備考
環境PJ営業 20/04/02 若井		タッチパネル	1枚	
審査				
環境PJ営業 20/04/02 若井				
作成				
環境PJサービス 20/04/02				