

《不具合対応報告書》

担当者: 小山

【発生日】 2019 年 3 月 28 日

【対応日】 2019 年 3 月 28 日

【連絡元】 ☒モリタ(担当者: 平松、川野

☐ユーザー

☐その他()

【ユーザー名&県名】

関西医科大学附属病院

IC Washer【機番: 】

IC Clave【機番: 】

【症状】

水漏れ等があり
点検を実施

【対応方法】 ☐引取り修理(代替機no.)

☒現地対応

《対応内容》 ☐部品交換()
☐その他()

【給水方法】 ☒水

☐水&お湯

【ラック種類】 ☐標準ラック

☒ハンドピース用ラック

《メクラ栓の使用》 ☐有 ☐無

《SUSフィルターの洗浄》 ☐有 ☐無

【備考】

結水限度時間 500 秒 変更

結露限度時間 500 秒 変更

すすぎ 1 120 秒 変更

すすぎ 2 120 秒 変更

加温限度時間 500 秒 変更

【症状】

【対応方法】 ☐引取り修理(代替機no.)

☐現地対応

《対応内容》 ☐部品交換()
☐その他()

【給水方法】 ☐アイオニー使用

☐精製水購入

☐その他()

【滅菌バッグ】 ☐ディスボ

☐リユース

【網の種類】 ☐トレー棚

☐網バスケット

【ハンドピースの滅菌】 ☐有 ☐無

【設置場所】

【備考】