

OED-1000S 販売報告書

NO.149



平成 28年 10月 31日

支店名: 仙台支店

担当者: 庄子

病 院 名:	川口内科		納 入 日:	10月 28日	
住 所:	〒030-0847青森県青森市東大野1-8-4		売 上 日:	10月 26日	
納入業者名:	富士フィルム→コセキ 青森		一元化入力日:	10月 31日	
仕 様:	☒ ボンベ仕様 ☐ パイピング仕様		給水フィルター	☐ 有 ☒ 無	
運転モード:	シャワー工程 ☒ 有 ☐ 無		オゾン分解工程	☒ 有 ☐ 無	
業者卸価格:	¥1,417,000	施設納入価格:		製造番号:	301018
使用メーカー:	☐ 富士フィルム ☒ オリンパス ☐ ペンタックス ☐ 他()				
スコープ型番:	GIF-XP290N PCF-H290I		所持本数: 2本		
内視鏡検査の頻度:	☐ 週1~2回 ☒ 週3~4日 ☐ 毎日 ☐ 他() 1ヵ月患者数(35人)				
従来の洗浄方法:	☒ 内視鏡洗浄機使用(メーカー名:カイケン WM-S) ☐ 手洗い				
競合したメーカー:	☒ 有(メーカー名:カイケン KD-1) ☐ 無				
■選ばれた理由 ランニングコスト・操作性					
■デモ時苦労した事 九州の高野病院・内視鏡技師、西坂氏考案、自作式内視鏡用送水装置(キャリージャブジャブ・通称KJ)使用ユーザーで、送水チューブ・分岐コネクター洗浄方法に苦慮した。					
■納品時苦労した事					
■コメント:(他支店の参考となる情報をお願いします。) 土曜日検査基本無し・緊急時のみ実施 TEL017-762-5252					