

OED-1000S 販売報告書

NO. 164



平成 29年8月8日

支店名: 仙台支店

担当者: 大友

病 院 名:	清水医院	納 入 日:	8月 8日		
住 所:	〒963-4312 福島県田村市船引町船引字馬場60	売 上 日:	8月 8日		
納入業者名:	富士フィルムメディカル(株)→コセキ(株)郡山(営)	一元化入力日:	8月 8日		
仕 様:	<input type="checkbox"/> ボンベ仕様 <input checked="" type="checkbox"/> パイピング仕様	給水フィルター	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
運転モード:	シャワー工程 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	オゾン分解工程	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
業者卸価格:	¥1,417,000	施設納入価格:		製造番号:	301228
使用メーカー:	<input checked="" type="checkbox"/> 富士フィルム <input type="checkbox"/> オリンパス <input type="checkbox"/> ペンタックス <input type="checkbox"/> 他()				
スコープ型番:	EG-L600WR7 EG-L580NW7 EC-L600MP7	所持本数:3本			
内視鏡検査の頻度:	<input type="checkbox"/> 週1~2回 <input type="checkbox"/> 週3~4日 <input checked="" type="checkbox"/> 毎日 <input type="checkbox"/> 他() 1ヵ月患者数(60人)				
従来の洗浄方法:	<input checked="" type="checkbox"/> 内視鏡洗浄機使用(メーカー名:) <input checked="" type="checkbox"/> 手洗い				
競合したメーカー:	<input type="checkbox"/> 有(メーカー名:カイゲンKD-1) <input checked="" type="checkbox"/> 無				
■選ばれた理由 ランニングコスト、リアルタイム濃度計					
■デモ時苦労した事					
■納品時苦労した事					
■コメント:(他支店の参考となる情報をお願いします。)					