

## 販売報告書

NO.221

報告日: 2020年2月18日

支店名: 仙台支店

担当者: 大友

オゾン水内視鏡洗浄消毒機

OED-1000S Plus

|           |                                                                                                                                                     |       |  |        |            |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|--------|------------|
| 病 院 名     | 君島内科消化器科クリニック 様                                                                                                                                     |       |  | 納 入 日  | 2020年2月18日 |
| 住 所       | 〒966-0819 福島県喜多方市字一丁目4569                                                                                                                           |       |  | 売 上 日  | 2020年2月20日 |
| 販 売 店 名   | 株式会社アクトメディカルサービス                                                                                                                                    |       |  | 一元化入力日 | 2020年2月19日 |
| 仕 様       | <input checked="" type="checkbox"/> ボンベ仕様 <input type="checkbox"/> パイピング仕様 給水フィルター <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 |       |  |        |            |
| 運転モード     | 洗剤洗浄 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 排 水 <input type="checkbox"/> 床 <input checked="" type="checkbox"/> シンク        |       |  |        |            |
| 販売店卸価     | ¥1,612,000                                                                                                                                          | 病院納入価 |  | 機 番    | 500478     |
| 内視鏡メーカー   | <input type="checkbox"/> 富士フイルム <input checked="" type="checkbox"/> オリンパス <input type="checkbox"/> ペンタックス <input type="checkbox"/> 他( )             |       |  |        |            |
| 内 視 鏡 型 番 | GIF-260・PCF-H290I                                                                                                                                   |       |  | 所有本数   | 2本         |
| 検 査 の 頻 度 | <input type="checkbox"/> 週1~2回 <input checked="" type="checkbox"/> 週3~4日 <input type="checkbox"/> 毎日 <input type="checkbox"/> 他( ) 1ヵ月患者数(約 40人)    |       |  |        |            |
| 従来の洗浄方法   | <input checked="" type="checkbox"/> 内視鏡洗浄機使用(メーカー名:IHI ONW-10 ) <input type="checkbox"/> 手洗い <input type="checkbox"/> 新規                            |       |  |        |            |
| 競 合       | <input type="checkbox"/> 有(メーカー名: ) <input checked="" type="checkbox"/> 無                                                                           |       |  |        |            |

## ■選ばれた理由

ランニングコスト

## ■デモ及び納品時に苦労した事

## ■コメント:(他支店の参考となる情報をお願いします。)

## ■ポイント( 100 point) ※通常販売価で値引及び無償提供をしないで販売した場合を100pointとする。

減算

☐ メンテナンス(▲5)☐ 洗浄用金具( 円)☐ 洗剤×6本(▲2)☐ 給排水工事( 円)☐ 酸素ボンベ1本(▲3)※2本の時は▲6 ※5,000円に付▲1☐ 通常仕切未満(▲10)※但し、最低価格以

(計▲ )

加算

[販売時にメンテナンスを無償にしなかった場合]

販売日から13ヵ月以内に初回定期保守が出来た時+5(出来なかった時▲5)