

《不具合対応報告書》

担当者: 小山

【発生日】 年 月 日

【対応日】 2019 年 5 月 15 日

【連絡元】 ☑モリタ (担当者: 岡山 青山)

□ユーザー

□その他 ()

【ユーザー名 & 県名】 岡本歯科 クリニック (鳥取)

IC Washer【機番: 100113】

【症状】

【対応方法】 □引取り修理 (代替機no.)

☑現地対応

《対応内容》 □部品交換 ()
□その他 ()

【給水方法】 □水

☑水 & お湯

【ラック種類】 □標準ラック

□ハンドピース用ラック

《メクラ栓の使用》 □有 □無

《SUSフィルターの洗浄》 □有 □無

【備考】

定期メンテ 1067 回

総運転 2186 回

IC Clave【機番: 100367】

【症状】

4月2日に返却

【対応方法】 □引取り修理 (代替機no.)

□現地対応

《対応内容》 □部品交換 ()
□その他 ()

【給水方法】 ☑アイオニー使用

□精製水購入

□その他 ()

【滅菌バッグ】 □ディスポ

□リユース

【網の種類】 □トレイ棚

□網バスケット

【ハンドピースの滅菌】 □有 □無

【設置場所】

【備考】

パッキンのみ交換